

# ASSESS®

## Medidor de Espiración Máxima

Un dispositivo para uso doméstico que mide el máximo flujo espiratorio que es un indicador de la función pulmonar. ASSESS® excede y satisface los requisitos técnicos del Programa Nacional de Educación del Asma.

### Datos de rendimiento

	Normas del Assess	Normas del NAEP
Exactitud	± 5%	± 10%
Reproducibilidad	± 5% o 10 L/min. el que sea mayor	± 5% o 10 L/min. el que sea mayor
Variabilidad del Dispositivo	± 5%	± 5%

### Como Ordenar

Numero del Producto	Descripción del Producto	Unidades/Cajas
710	ASSESS de Escala Estandar	12
750	ASSESS de Escala Baja	12
711	Boquillas Desechables para Adultos	100
712	Boquillas Desechables Pediatricas	100


### Datos para Calibración

	Medidas	Resolución
Escala Estandar	60-880 L/min.	10 L/min.
Escala Baja	30-390 L/min.	5 L/min.

Para Ordenar visite Nuestra Red:

[www.madamedical.com](http://www.madamedical.com)

O Llame al: **201-460-0454**



**MADA, INC.**

NACIONAL/INTERNACIONAL

625 Washington Avenue

Carlstadt, NJ 07072

Tel: 201-460-0454 • Fax: 201-460-3509